


Anticorpo Policlonale Anti-Cks2 Per Wb, Elisa - P33552

Numero articolo: CM0029182



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CKS2 umana (sottounità regolatoria 2 delle chinasi ciclina-dipendenti). Convalidato per WB ed ELISA, presenta cross-reattività con il ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e la divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CKS2 Rabbit pAb
Note/Alias	CKSHS2; CKS2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1164
GeneID	1164
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-79 della CKS2 umana (NP_001818.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Ratto
SWISS	P33552
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio