


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Clec2D Per Wb E Elisa - Q9Uhp7

Numero articolo: CM0016051



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CLEC2D umano (LLT1/OCIL), validato per WB e ELISA. Ha reazione crociata con il topo. L'obiettivo è un recettore delle cellule NK coinvolto nella modulazione immunitaria e nell'inibizione degli osteoclasti. Ideale per la ricerca in immunologia e ossa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLEC2D Rabbit pAb
Note/Alias	CLAX, LLT1, OCIL, CLEC2D
Specie	Umana
ID gene	29121 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-154 di CLEC2D umano (NP_037401.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9UHP7
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio