


Anticorpo Policlonale Anti-Clpb Da Coniglio Per Ihc-P, Elisa - Q9H078

Numero articolo: CM0022714



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio mirato al CLPB umano, validato per IHC-P ed ELISA. Rileva il CLPB di topo e ratto. Utile per lo studio dell'omeostasi delle proteine mitocondriali e dell'immunità antivirale innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLPB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CLPB; ANKCLB; HSP78; MEGCANN; MGCA7; SKD3; omologo della proteina peptidasi caseinolitica B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	81570
GenelD	81570
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 572-707 del CLPB umano (NP_110440.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H078
Peso proteico	57kDa/72kDa/74kDa/75kDa/78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio