

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Clptm1 Per Wb E Elisa - O96005

Numero articolo: CM0011077

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit contro CLPTM1 umano (proteina transmembrana 1 associata a schisi labiopalatina). Adatto per Western blot e ELISA, ha reattività crociata con l'uomo. Uso di ricerca per lo studio della lavorazione delle proteine ancorate a GPI e della segnalazione GABAergica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb rabbit anti-CLPTM1
Annotazioni/Alias	CLPTM1; proteina transmembrana
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1209
ID gene	1209
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CLPTM1 umano (O96005)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O96005
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio