

Anticorpo Policlonale Anti-Cndp1 Per Wb, Elisa - Q96Kn2

Numero articolo: CM0030127



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio CNDP1 (CN1, CPGL2) validato per WB, ELISA. Bersaglia la beta-Ala-His dipeptidasi umana (carnosinas sierica); reagisce in modo crociato con topo, ratto. Per la ricerca sul metabolismo della carnosina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio CNDP1
Note/Alias	CN1; CPGL2; HsT2308; CNDP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84735
ID Gene	84735
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di CNDP1 umano (NP_116038.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96KN2
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio