

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cnn3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15417

Numero articolo: CM0024631

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CNN3 umano (Calponina-3), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con CNN3 umano, di topo e di ratto (~36 kDa). Ideale per la ricerca sulla contrazione del muscolo liscio e sul legame all'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CNN3 Rabbit pAb
Note/Alias	CNN3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1266
ID Gene	1266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-329 di CNN3 umano (NP_001830.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15417
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio