


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cnr1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21554

Numero articolo: CM0016536



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CNR1 (CB1) umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Utile per la ricerca sul recettore dei cannabinoidi in neuroscienze e studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CNR1 Rabbit pAb
Note/Alias	CB1; CNR; CB-R; CB1A; CB1R; CANN6; CB1K5; CNR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1268
GeneID	1268
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 401-472 di CNR1 umano (NP_001153698.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21554
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio