

Anticorpo Policlonale Anti-Cog7 Di Coniglio Per If/Icc, Elisa - P83436

Numero articolo: CM0028603

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al COG7 umano, validato per IF/ICC ed ELISA. Adatto per studi sulla funzione dell'apparato di Golgi e sul trasporto proteico. Riconosce il COG7 umano (P83436).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COG7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CDG2E; COG7
Specie	Umano
GenelD (umano)	91949
GenelD	91949
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 511-770 del COG7 umano (NP_705831.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P83436
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio