


Anticorpo Policlonale Anti-Col4A4 Per Wb E Elisa - P53420

Numero articolo: CM0022788



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la catena alfa-4(IV) del collagene umano (COL4A4), adatto per WB e ELISA. Ideale per lo studio della biologia della membrana basale, della sindrome di Alport e della funzione glomerulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COL4A4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BFH; ATS2; BFH1; CA44; COL4A4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1286
GeneID	1286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1573-1690 del COL4A4 umano. (NP_000083.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P53420
Peso Proteico	164kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio