


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Collagene X/Col10A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q03692

Numero articolo: CM0022275



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Collagene X/COL10A1 convalidato per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) e ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Immunogeno ricombinante. Rileva una proteina di 66 kDa. Adatto per ricerche su mineralizzazione della cartilagine e delle ossa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Collagen X/COL10A1 Rabbit pAb
Note / Alias	COL10A1; catena alfa-1(X) del collagene; Collagen X/COL10A1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1300
ID gene	1300
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 521-680 della Collagen X/COL10A1 umana (NP_000484.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q03692
Peso proteico	66 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio