


Anticorpo Policlonale Anti-Comp Per Wb, If/Icc, Elisa - P49747

Numero articolo: CM0017455



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COMP umano (Trombospondina-5) per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla cartilagine, l'ECM e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COMP Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Specie	Uomo
GeneID	1311
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-160 di COMP umano (NP_000086.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49747
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio