


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Comt Per Wb, If/Icc, Elisa - P21964

Numero articolo: CM0021102



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la catecolo O-metiltransferasi (COMT) validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per studi sul metabolismo dei neurotrasmettitori - P21964.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] COMT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HEL-S-98n; [Validato KD] COMT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1312
GeneID	1312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-271 della COMT umana (NP_000745.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21964
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio