

Anticorpo Monoclonale Anti-Contactina 2 Per Wb Ed Elisa - Q02246

Numero articolo: CM0010416



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Contactina-2 umana, validato per Western blot ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il topo. Adatto per la ricerca neuroscientifica sui domini assionali e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Contactina 2
Note/Alias	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactina 2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6900
ID Gene	6900
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Contactina 2 umana (Q02246).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	Q02246
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio