

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Contactina 2 Per Wb, Elisa - Q02246

Numero articolo: CM0027589



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Contactina 2 umana (TAG-1/TAX-1). Adatto per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglio coinvolto nell'organizzazione dei domini assonali e nell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Contactina 2
Note/Alias	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactina 2
Specie	Umano
ID Gene (umano)	6900
ID Gene	6900
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 785-1012 della Contactina 2 umana (NP_005067.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q02246
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio