

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cops6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7L5N1

Numero articolo: CM0029756



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio COPS6 per WB, IF/ICC, ELISA contro umano, topo, ratto; subunità 6 del signalosoma COP9 da 36kDa. Ideale per la ricerca sul pathway dell'ubiquitina, sul signalosoma e sulla deneddilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Valore
Nome Prodotto	COPS6 Rabbit pAb
Note/Alias	CSN6; MOV34-34KD; COPS6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10980
GeneID	10980
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 58-327 di COPS6 umano (NP_006824.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7L5N1
Peso Molecolare Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio