

Anticorpo Monoclonale Anti-Cox7A2L Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14548

Numero articolo: CM0010025

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KD che si targeting di COX7A2L/SCAF1 umano. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per western blot, IHC-P ed ELISA. Ideale per lo studio dell'assemblaggio del respirasoma mitocondriale e della bioenergetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] COX7A2L mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP
Specie	Umano
GenID (Umano)	9167
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14548
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio