


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cps1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P31327

Numero articolo: CM0026068



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la CPS1 umana (CPSase I), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la CPS1 in campioni umani, di topo e di ratto, adatto per la ricerca sul ciclo dell'urea e sulla detossificazione dell'ammoniaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio CPS1
Note/Alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1373
ID Gene	1373
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-970 della CPS1 umana (NP_001866.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31327
Peso Proteico	165kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio