


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cpsf1 Per Wb, Elisa - Q10570

Numero articolo: CM0024336



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per CPSF1 umano (CPSF160), una subunità del fattore di specificità per la clivaggio e la poliadenilazione. Convalidato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per lo studio della formazione dell'estremità 3' del pre-mRNA e della regolazione dell'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPSF1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MYP27; CPSF160; P/cl.18; HSU37012; CPSF1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	29894
GenelD	29894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-950 di CPSF1 umano (NP_037423.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q10570
Peso proteico	161kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio