


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cpsf3L Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Ta45

Numero articolo: CM0029933



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CPSF3L/INTS11 umano, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideale per la ricerca sulla terminazione della trascrizione e sul complesso integratore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPSF3L Rabbit pAb
Note/Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	54973
ID Gene	54973
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5TA45
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio