

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Crlf2 Per Wb, Elisa - Q9Hc73

Numero articolo: CM0015014



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CRLF2 (recettore TSLP), convalidato per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e ratto. Adatto per studi sul sistema ematopoietico e sulla segnalazione citochinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRLF2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CRL2; TSLPR; CRLF2Y; CRLF2
Specie	Umana
ID gene (umano)	64109
ID gene	64109
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-231 della CRLF2 umana (NP_071431.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HC73
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio