


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Csde1 Per Wb, Elisa - 075534

Numero articolo: CM0002503



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro CSDE1 (proteina E1 contenente il dominio di shock a freddo), validato per WB ed ELISA. Ideale per studi sul decadimento dell'mRNA e sulla regolazione traduzionale, con reattività crociata verso uomo e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CSDE1
Note/Alias	UNR; D1S155E; CSDE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7812
GeneID	7812
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della CSDE1 umana (NP_009089.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	075534
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio