

Anti-Csf3 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09919

Numero articolo: CM0024984



introduzione

Anticorpo Policlonale CSF3 Coniglio validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con CSF3 umano, murino e ratto; 22 kDa.

Immunogeno ricombinante; adatto per studi sul fattore stimolante le colonie dei granulociti in emopoiesi e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CSF3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GCSF; CSF3OS; C17orf33; CSF3
Specie	Umano
GenelD (umano)	1440
GenelD	1440
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-207 del CSF3 umano (NP_000750.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Uso, Mouse, Ratto
SWISS	P09919
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio