


Anti-Csk (Chinasi C-Src) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - P41240

Numero articolo: CM0018211



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CSK validato per WB ed ELISA. Rileva CSK umano, murino e di ratto, un importante regolatore delle chinasi della famiglia Src. Immunogeno: CSK umano ricombinante (aa 1-200). Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare e sull'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CSK pAb di coniglio
Note/alias	CSK
Specie	Umano
GeneID (umano)	1445
GeneID	1445
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della CSK umana (NP_001120662.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P41240
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante