

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cst6 (Cistatina-M) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15828

Numero articolo: CM0027740



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità diretto contro CST6 umana (Cistatina-M), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della corneificazione epidermica e della biologia del follicolo pilifero. Reagisce in modo incrociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CST6 Rabbit pAb
Note/Alias	ECTD15; CST6
Specie	Umano
GeneID (umano)	1474
GeneID	1474
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-149 di CST6 umana (NP_001314.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q15828
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio