


Anticorpo Policlonale Anti-Cstf1 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q05048

Numero articolo: CM0024955



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al CSTF1 umano, adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per lo studio della lavorazione dell'estremità 3' del pre-mRNA e della poliadenilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CSTF1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CstF-50; CstFp50; CSTF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1477
GeneID	1477
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 del CSTF1 umano (NP_001315.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05048
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio