

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ctbp1 Per Wb, Elisa - Q13363

Numero articolo: CM0016416



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CtBP1 umano validato per WB e ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della repressione trascrizionale, la struttura del Golgi e la differenziazione del tessuto adiposo bruno. - Q13363

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CtBP1 Rabbit pAb
Note / Alias	BARS; HADDTS; CtBP1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	1487
ID gene	1487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 121-353 di CtBP1 (NP_001319.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13363
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio