

Anticorpo Policlonale Anti-Ctbp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Numero articolo: CM0024561



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CTBP2 di alta qualità validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con CTBP2 umano, murino e ratto (49 kDa). Ideale per lo studio della repressione trascrizionale, della differenziazione degli adipociti bruni e dell'organizzazione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CTBP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CTBP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	1488
GeneID	1488
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 345-445 del CTBP2 umano (NP_001320.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P56545
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio