

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ctbp2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56545

Numero articolo: CM0002233



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CTBP2 altamente specifico convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi su corepressori trascrizionali e scaffold sinaptici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTBP2 Rabbit mAb
Note/Alias	CTBP2; Proteina legante il C-terminale 2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1488
GeneID	1488
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 346-445 della CTBP2 umana (P56545).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56545
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio