

Anticorpo Policlonale Anti-Ctcf Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P49711

Numero articolo: CM0015927



introduzione

Anticorpo policlonale anti-CTCF di coniglio di alta qualità validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. CTCF è un isolatore di cromatina chiave e un regolatore trascrizionale. Ideale per la ricerca sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	CTCF Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10664
ID Gene	10664
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di CTCF umano (NP_006556.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49711
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio