

Pab Di Coniglio Anti-Ctps1 Per Wb, Elisa - P17812

Numero articolo: CM0027751



introduzione

CTPS1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro la CTPS1 ricombinante umana (aa402-591). Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con la CTPS1 umana e di topo. Ideale per studi sulla sintesi del CTP, sulla proliferazione dei linfociti e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTPS1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTPS1
Specie	Uomo
GeneID	1503
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 402-591 della CTPS1 umana (NP_001896.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P17812
Peso proteico	67 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio