

Anticorpo Policlonale Anti-Cul5 Per Wb, Elisa - Q93034

Numero articolo: CM0029594



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CUL5 validato per WB ed ELISA su umano, topo e ratto. Rileva la cullina-5, una proteina impalcatura nei complessi ligasi E3 dell'ubiquitina. Ideale per studi di ubiquitinazione e degradazione proteasomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CUL5 Rabbit pAb
Note/Alias	CUL-5; VACM1; VACM-1; CUL5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8065
GeneID	8065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di CUL5 umano (NP_003469.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q93034
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Sacca refrigerante