

Anticorpo Policlonale Anti-Cullin 3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Numero articolo: CM0013430



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Cullin-3 (CUL3) umana, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Esplora le vie ubiquitina-proteasoma e la ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Cullin 3 Rabbit pAb
Note/Alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Specie	Umana
ID Gene	8452
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 468-768 della Cullin 3 umana (NP_003581.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13618
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio