


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyb5A Per Wb, Ihc-P, If/Icc E Elisa - P00167

Numero articolo: CM0025153



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CYB5A umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Generato contro la regione N-terminale di CYB5A umano (NP_683725.1). Ideale per lo studio del trasporto di elettroni del citocromo b5 e della funzione delle ossigenasi di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYB5A Rabbit pAb
Note/alias	CYB5; MCB5; METAG; CYB5A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1528
ID gene	1528
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di CYB5A umano (NP_683725.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00167
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio