

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ciclina B2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95067

Numero articolo: CM0011689

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Ciclina B2 (UniProt: O95067) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Ciclina B2
Note/alias	HsT17299; Ciclina B2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9133
GeneID	9133
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Ciclina B2 umana (O95067).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95067
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante