

Anticorpo Policlonale Anti-Ciclina C Per Wb Ed Elisa - P24863

Numero articolo: CM0015046



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Ciclina C umana, ideale per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto per supportare la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ciclina C pAb di Coniglio
Note/Alias	CycC; SRB11; hSRB11; Ciclina C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	892
GeneID	892
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 della Ciclina C umana (NP_005181.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24863
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio