

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ciclina C Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24863

Numero articolo: CM0030763



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato alla ciclina C umana (CCNC, hSRB11), convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva i livelli endogeni di ciclina C nell'uomo, nel topo e nel ratto. Le applicazioni includono la trascrizione e la ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ciclina C pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CycC, SRB11, hSRB11, Ciclina C
Specie	Umano
GeneID (umano)	892
GeneID	892
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 della ciclina C umana (NP_005181.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24863
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio