

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ciclina E1 Per Wb & Elisa - P24864

Numero articolo: CM0006947



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Ciclina E1 validato per WB ed ELISA in umano, topo e ratto. Bersaglia la ciclina-E1 specifica per la fase G1/S, un regolatore chiave del ciclo cellulare. Monoclonale ricombinante; immunogeno: peptide sintetico (aa 300-400). 47kDa, nucleo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio per Ciclina E1
Osservazioni/Alias	CCNE; pCCNE1; Ciclina E1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	898
ID Gene	898
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 della Ciclina E1 umana (NP_001229.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24864
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio