

Anticorpo Policlonale Anti-Ciclofilina 40 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q08752

Numero articolo: CM0027901

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Ciclofilina 40 (CYP-40) umana, validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto; UniProt Q08752.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro Ciclofilina 40
Note/Alias	CYPD; CYP-40; Ciclofilina 40
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5481
ID Gene	5481
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 161-370 della Ciclofilina 40 umana (NP_005029.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q08752
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio