


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp11A1 Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P05108

Numero articolo: CM0019452



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CYP11A1 validato per Western blot, immunofluorescenza, IHC ed ELISA. Rileva l'enzima umano, murino e ratto di scissione della catena laterale del colesterolo per la ricerca sulla steroidogenesi. - P05108

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP11A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1583
GeneID	1583
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 40-320 del CYP11A1 umano (NP_000772.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P05108
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio