


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cyp17A1 Per Wb, Elisa - P05093

Numero articolo: CM0017329



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CYP17A1 validato per Western blot e ELISA. Riconosce la proteina umana CYP17A1 (57 kDa) e mostra reattività crociata con il ratto. Ideale per studi sulla biosintesi degli ormoni steroidei e sulla funzionalità del citocromo P450. UniProt P05093.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP17A1 Rabbit pAb
Note/Alias	CPT7; CYP17; S17AH; P450C17; CYP17A1
Specie	Uomo
ID genica (Uomo)	1586
ID genica	1586
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 209-508 della CYP17A1 umana (NP_000093.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P05093
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio