

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cyp39A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyl5

Numero articolo: CM0012562

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per CYP39A1, validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso il topo. Supporta la ricerca nel metabolismo del colesterolo e lo sviluppo di test IVD. Peso molecolare previsto: 54kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP39A1 Rabbit mAb
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	51302
ID genico	51302
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 301-400 della proteina CYP39A1 umana. (NP_057677.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9NYL5
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio