

Anticorpo Policlonale Anti-Cyp39A1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Nyl5

Numero articolo: CM0022964

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al CYP39A1 umano (24-idrossicolesterolo 7-alfa-idrossilasi). Validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla sintesi degli acidi biliari e sul metabolismo del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP39A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CYP39A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51302
GeneID	51302
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CYP39A1 umano (NP_057677.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NYL5
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio