

Anticorpo Policlonale Anti-Cyp3A4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08684

Numero articolo: CM0026270



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CYP3A4 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Target per la ricerca sul metabolismo dei farmaci, biosintesi degli steroidi e catabolismo della vitamina D.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP3A4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Specie	Umano
GeneID (umano)	1576
GeneID	1576
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08684
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio