


Anticorpo Policlonale Anti-Cyp3A5 Per Wb, Elisa - P20815

Numero articolo: CM0027043



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CYP3A5 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce CYP3A5 umano, murino e di ratto. Ideale per studi sul metabolismo dei farmaci e sulle vie degli ormoni steroidei. - P20815

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CYP3A5 Rabbit pAb
Note/Alias	CP35; PCN3; CYP3A5; P450PCN3; CYP3A5
Specie	Umano
ID Gene	1577 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 233-502 di CYP3A5 umano (NP_000768.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20815
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio