

Anticorpo Policlonale Anti-Cyp4F11 Per If/Icc, Elisa - Q9Hbi6

Numero articolo: CM0023774

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CYP4F11 umano, validato per IF/ICC e ELISA. Bersaglia un enzima citocromo P450 coinvolto nel metabolismo degli acidi grassi, nell'inattivazione della vitamina K e nella demetilazione dei farmaci. Adatto per la ricerca sul fegato e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP4F11 Rabbit pAb
Note / Alias	CYP4F11; CYP4F11
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57834
GeneID	57834
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-130 di CYP4F11 umano (NP_001122404.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9HBI6
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio