

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp4F12 Per Wb Ed Elisa - Q9Hcs2

Numero articolo: CM0025630

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CYP4F12 per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Mira al citocromo P450 4F12 coinvolto nel metabolismo degli acidi grassi e dei farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio CYP4F12
Osservazioni/Alias	CYP1VF12; F22329_1; CYP4F12
Specie	Umano
GeneID (umano)	66002
GeneID	66002
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-524 di CYP4F12 umano (NP_076433.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCS2
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio