

Anticorpo Policlonale Anti-Cyp7B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075881

Numero articolo: CM0018796

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CYP7B1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo degli ossisteroli, la sintesi dei neurosteroidi e la migrazione delle cellule B. - 075881

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP7B1 Rabbit pAb
Note/Alias	CP7B; CBAS3; SPG5A; CYP7B1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9420
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di CYP7B1 umano (NP_004811.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075881
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio