

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cytokeratina 2E (Krt2) Per Wb E Elisa - P35908

Numero articolo: CM0016174

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che lega la Citokeratina 2e (KRT2) umana, validato per applicazioni Western blot e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulla differenziazione epidermica, i filamenti intermedi di cheratina e la funzione della barriera cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citokeratina 2e (KRT2) Rabbit pAb
Note / Alias	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Cytokeratin 2e (KRT2)
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3849
GeneID	3849
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 della Citokeratina 2e (KRT2) umana (NP_000414.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P35908
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio