

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Citocheratina 4 (Krt4) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19013

Numero articolo: CM0002007

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la citocheratina umana 4 (KRT4), adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano e topo. Ideale per studi sull'epitelio squamoso stratificato mucoso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Citocheratina 4 (KRT4) mAb di coniglio
Note/Alias	K4; CK4; CK-4; CYK4; WSN1; Citocheratina 4 (KRT4)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3851
ID Gene	3851
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-H, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo
SWISS	P19013
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio