


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti- δ -Catenin/P120 Catenin Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O60716

Numero articolo: CM0002842



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro δ -Catenin/p120 Catenin (O60716). Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA su umano, topo, ratto. Regola la stabilità delle caderine, la trascrizione e la segnalazione delle GTPasi Rho. Ideale per studi sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	δ -Catenin/p120 Catenin mAb coniglio
Osservazioni/Alias	CAS, p120, BCD52, CTNND, P120CAS, P120CTN, p120(CAS), p120(CTN), δ -Catenin/p120 Catenin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1500
GeneID	1500
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 869-968 della δ -Catenin/p120 Catenin umana (O60716)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60716
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio